

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/kubeczek-menstruacyjny-minerva-xs-18ml-medyczny-silikon-komfortowy-design-p-19787.html>



Kubeczek menstruacyjny Minerva XS, 18ml, medyczny silikon, komfortowy design

Cena	27,70 zł
Numer katalogowy	470491517
Kod producenta	120-EX22100
Kod EAN	7403254157385

Opis produktu

Kubeczek menstruacyjny **Minerva XS** o pojemności **18ml** to innowacyjny produkt, który stanowi **zdrową, ekonomiczną i ekologiczną alternatywę** dla tradycyjnych środków menstruacyjnych. Zaprojektowany specjalnie z myślą o kobietach, które pragną komfortu i bezpieczeństwa, kubeczek ten dostępny jest w trzech rozmiarach, w tym **XS**, co sprawia, że jest idealny dla młodszych użytkowniczek oraz dla kobiet z mniejszą budową ciała. Wymiary wewnętrzne kubeczka to **3,8 cm**, a całkowita długość wynosi **5,5 cm**, co zapewnia doskonałe dopasowanie.

Minerva została wykonana z wysokiej jakości **medycznego silikonu**, co zapewnia jej bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko dyskomfortu. Jednocześnie konstrukcja bez szwów oraz zaokrąglone zakończenie kubeczka sprawiają, iż po prawidłowym założeniu staje się on praktycznie niewyczuwalny, nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej. Użytkowniczki mogą korzystać z kubeczka do **12 godzin** bez przerwy, co czyni go niezwykle praktycznym rozwiązaniem dla zabieganych kobiet.

Wszelstronność **kubeczka menstruacyjnego Minerva** sprawia, że jest on odpowiedni dla kobiet w każdym wieku, o ile nie stosują one wkładki domacicznej (IUD) oraz nie mają przeciwwskazań medycznych. Użytkowanie kubeczka jest proste, a pełna instrukcja znajduje się w cyfrowym poradniku dostępnych na opakowaniu. Pielęgnacja Minervy pozwala na jej używanie przez wiele lat - przy odpowiedniej trosce, może służyć od **5 do 10 lat**. Pamiętaj, aby:

- **wysterylizować kubeczek przed pierwszym użyciem**, gotując go przez 5 minut;
- **myć ręce przed i po kontakcie z kubeczkiem**;
- **używać wody lub lubrykantu na bazie wody** w celu ułatwienia aplikacji;
- **sprawdzić prawidłowe założenie kubeczka**, delikatnie pociągając za końcówkę;
- **przechowywać czysty i suchy** w bawełnianym woreczku po zakończeniu cyklu.

