

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/korek-analny-l-star-collection-silikonowy-rozowy-z-fioletowym-kamieniem-p-25484.html>



Korek analny L Star Collection — silikonowy, różowy z fioletowym kamieniem

Cena	38,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	541231962
Kod producenta	57-SC-001-39
Kod EAN	8721082830881

Opis produktu

Korek analny L Star Collection — silikonowy, różowy z fioletowym kamieniem to produkt zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących bezpiecznego i trwałego akcesorium o większym rozmiarze. Wykonany z wysokiej jakości silikonu, oferuje gładką, nieporowatą powierzchnię łatwą w utrzymaniu higieny. **Wymiar zewnętrzny: 4 cm** i **długość całkowita: 10 cm** sprawiają, że model w rozmiarze L dostarcza wyraźniejszego poczucia pełni przy zachowaniu wygody podczas użytkowania.

Ergonomiczny, zwężony kształt ułatwia stopniowe i komfortowe wprowadzenie, natomiast szeroka, stabilna podstawa zapewnia bezpieczeństwo i uniemożliwia niezamierzoną penetrację. Estetyczny element — **fioletowy kamień** osadzony w podstawie — dodaje produktowi eleganckiego wykończenia, jednocześnie pełniąc funkcję praktyczną jako widoczna i stabilna część chwytna. Materiał jest hipoalergiczny, bezpieczny dla skóry i kompatybilny z lubrykantami na bazie wody.

Produkt jest odpowiedni dla użytkowników z doświadczeniem, którzy oczekują solidnego, trwałego akcesorium. Przed użyciem zalecane jest zastosowanie odpowiedniego lubrykantu oraz dokładne umycie produktu ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym. Po użyciu należy przechowywać korek w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować właściwości silikonu.

- **Materiał:** silikon medyczny (nieporowaty, hipoalergiczny)
- **Wymiar zewnętrzny:** 4 cm
- **Długość całkowita:** 10 cm
- **Kolor:** różowy z fioletowym kamieniem
- **Rozmiar:** L — dedykowany dla użytkowników z większym doświadczeniem
- **Zalecany lubrykant:** na bazie wody
- **Pielęgnacja:** mycie ciepłą wodą i łagodnym środkiem, przechowywanie w suchym miejscu

