

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/podcisnieniowa-pompka-erekcyjna-cyberpump-series-akumulatorowa-3-poziomy-ssania-tpe-tuleja-p-25162.html>



Podcisnieniowa pompka erekcyjna - CyberPump Series | Akumulatorowa, 3 poziomy ssania, TPE tuleja

Cena	172,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	535227242
Kod producenta	36-PMP033TRA
Kod EAN	8714273531766

Opis produktu

Podcisnieniowa pompka erekcyjna - CyberPump Series to urządzenie zaprojektowane w celu szybkiego i komfortowego wspomaganie osiągnięcia erekcji. Konstrukcja z wysokiej jakości tworzyw: **ABS, TPE i PS** gwarantuje trwałość i higienę użytkowania. Model wyposażono w **akumulatorowe zasilanie** z czasem pracy do **120 minut** po pełnym naładowaniu oraz czasem ładowania około **120 minut**. Urządzenie ma **długość całkowitą 31 cm**, długość komory użytkowej **20 cm** oraz **wewnętrzną średnicę 6,1 cm**, co zapewnia uniwersalne dopasowanie dla większości użytkowników.

CyberPump Series oferuje **3 poziomy ssania**, które intuicyjnie steruje się jednym przyciskiem. Pompa tworzy **skuteczne podciśnienie**, przyspieszające osiągnięcie i utrzymanie erekcji, a supermiękką **tuleja z TPE** zapewnia komfort kontaktu ze skórą oraz realistyczne doznania. Konstrukcja pozwala na **szybki demontaż** i wygodne czyszczenie elementów stykających się z ciałem. Działanie urządzenia jest dyskretne dzięki **poziomowi hałasu poniżej 55 dB**.

Praktyczne cechy i parametry:

- **Materiał:** ABS, TPE, PS
- **Długość całkowita:** 31 cm
- **Długość komory użytkowej:** 20 cm
- **Średnica wewnętrzna:** 6,1 cm
- **Akumulator:** ładowalny, czas pracy do 120 min, czas ładowania ok. 120 min
- **3 poziomy ssania** — łatwe sterowanie jednym przyciskiem
- **Poziom hałasu:** poniżej 55 dB
- **Wodoodporność:** brak (nie zanurzać)

Instrukcja użytkowania i środki ostrożności: przed każdym użyciem nałóż **lubrykant na bazie wody** na tuleję i skórę; **nie stosować lubrykantów silikonowych**. W przypadku dyskomfortu użyj **zaworu zwalniającego podciśnienie** i przerwij użycie. Urządzenie jest zasilane akumulatorem — podczas ładowania dioda LED miga, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z dołączoną instrukcją i nie stosuj urządzenia w przypadku bólu lub istniejących schorzeń bez konsultacji z lekarzem.

CyberPump Series to rozwiązanie łączące prostotę obsługi, estetyczną konstrukcję i parametry techniczne dostosowane do wygodnego, dyskretnego użytkowania.



